






Model	CALDERA 150	CALDERA 200	CALDERA 250	CALDERA 300
				
objem v litrech	150	200	250	300
rozměry vnější [mm] (šířka x výška x hloubka)	600 x 860 x 590	600 x 1060 x 590	600 x 1260 x 590	600 x 1460 x 590
rozměry vnitřní [mm] (šířka x výška x hloubka)	496 x 655 x 480	496 x 855 x 480	496 x 1055 x 480	496 x 1255 x 480
příklad pro umístění vzorků láhve x kapacita [l] (na zásuvku)	20 x 1 nebo 30 x 0,5 nebo 4 x 3l			
opláštění z nerezavějící oceli typ INOX	ANO			
vynucená cirkulace vzduchu	ANO			
komora upravena pro ohřev prostěradel, dek, ručníků,	ANO			
LED displej zobrazující parametry, viditelná vzdálenost 4 m (požadavek pro zdravotnické prostředí)	ANO			
teplotní rozsah komory +35...+42 °C	ANO			
optický a akustický alarm po překročení nastavené teploty o 2 °C	ANO			
nezavislá teplotní ochrana, vzorků před teplotami nad 45 °C, třída ochrany 3.1 acc. podle DIN 12880	ANO			
alarm otevřených dveří, aktivace po 1 minutě	ANO			
prosklené dveře - tvrzené sklo	ANO			
energeticky úsporné LED osvětlení komory	ANO			
maximální počet zásuvek (bez polic)	2	2	3	4
maximální počet drátěných polic (bez zásuvek)	4	4	6	7
doba dosažení teploty 37 °C, při nastavení na 37 °C (40% naplnění komory)	4,5 ... 6 h			
doba dosažení teploty 37 °C, při nastavení na 37 °C (70% naplnění komory)	10 ... 15 h			
ochrana před použitím neautorizovaného servisu	ANO			
archivace parametrů komory po dobu jednoho roku (při ukládání každých 15 minut)	ANO			
možnost postavení přístroje na stůl z nerezavějící oceli - volitelné	ANO		NE	
možnost zamknutí přístroje na klíč - ochrana před neoprávněným vstupem do přístroje - volitelné	ANO			
teleskopická zásuvka, aby se zabránilo vypadnutí obsahu z komory	ANO			



NejLabo s.r.o.



Tepelná komora CALDERA



**Pozor - dostupná je taky verze přístroje určená k ohřevu povlečení, ručníků s policemi místo zásuvek a teplotním rozsahem od 35 až 90 °C.**

**Zaručujeme autorizovaný servis záruční a pozáruční na území České Republiky  
Garantujeme dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 10 let!**

VÝHRADNÍ DODAVATEL:

NEJLABO s.r.o.  
ul. Vendryně 880  
739 94 Vendryně

Tel: + 420 737 217 676  
Tel: + 420 604 109 000

e-mail: nejlabo@gmail.com  
www.nejlabo.cz



NejLabo s.r.o.

20130429/PL/CALDERA/POL

**CALDERA byla navržena  
v souladu s lékařskými normami  
BS EN 60601**



uchování vzorků při teplotě 35 - 42 °C

energeticky úsporné osvětlení LED komory

zásuvky na teleskopických pojezdech

nezávislé zabezpečení teploty

**Parametry:**

- Kapacita 150 , 200, 250, 300 litrů - rozměry komory jsou popsány v technické specifikaci
- Rychlý ohřev díky nucené cirkulaci vzduchu
- Nerezavějící ocel, leštěná , interiér z nerezavějící oceli
- Jasně, energeticky úsporné LED osvětlení komory a tvrzené sklo ve dveřích umožňují vynikající viditelnost
- Teleskopické zásuvky místo polic, které brání vypadnutí vzorků
- Možnost umístění komory na stůl z nerezavějící oceli

**Bezpečnost:**

- Teplotní rozsah od +35°C do +42°C regulace teploty po 0,1 °C
- Vizuální a akustický alarm při překročení teploty o 2°C
- Nezávislé nastavitelné bezpečnostní překročení teploty zařízení nad 45°C ( aby se zabránilo přehřátí ) třída 3.1 podle normy DIN 12880
- Alarm otevření dveří ( aktivuje se po 1 minutě)
- Parametry displeje LED, viditelné ze vzdálenosti 4 m
- Možnost uzamčení komory klíčem - chrání před neoprávněným zásahem do komory
- Ochrana proti změně nastavení programů neoprávněnými osobami
- Archivace nastavení komory po dobu jednoho roku (při ukládání každých 15 minut )




energeticky úsporné LED osvětlení



zámek dveří na klíč



stolek s kolečky z nerezové oceli



zásuvka na teleskopických pojezdech



palice z nerezové oceli drátěné



ochrana před použitím neautorizovaného servisu

**Uspořádání vzorků:**



30 ks x láhvi 0,5l



20 ks x láhvi 1l



4 ks x sáčků 3l